

【作者】	牟新利, 付川, 吴汉夔, 文畅, 徐超, 欧容, 范深厚
【单位】	重庆三峡学院化学与环境工程学院, 重庆
【卷号】	37
【发表年份】	2009
【发表刊期】	24
【发表页码】	11341-11342
【关键字】	高效液相色谱; 水杉; 芦丁
【摘要】	以芦丁为标准物, 采用高效液相色谱法 (HPLC) 测定水杉种子中芦丁的含量。结果表明, 芦丁的线性检测范围为0.000 4~ 0.040 0 mg/ml, 加样回收率为99.6%, RSD 为0.96%。
【附件】	 PDF下载 PDF阅读器下载

关闭